



MEDICAL
4U®

CRANIOMAXILLOFACIAL PLATE SYSTEM



www.4umedical.com.tr



Medical

The background of the advertisement is a dark, atmospheric scene. It features a person in a dynamic, athletic pose, possibly a dancer or gymnast, with their body arched and limbs extended. The person is rendered in a light, ethereal glow against the dark background. In the upper right corner, a large, full moon is visible. The overall mood is mysterious and emphasizes movement.

Keeps You
Moving



**PLEASE SCAN QR CODE
TO LEARN MORE!**

4U Cranial Set

MINI PLATES: All plates are made of titanium.

Plate Thickness : 1.6 mm
Screw Thread Dia.: 1.6 mm

Product Code	Hole	Lenght	
4U1051011546	2	Short	
4U1051011547	2	Long	
4U1051011581	4	Normal	
4U1051011578	4	8mm	
4U1051011579	4	10mm	
4U1051011577	6	Normal	
4U1051011580	6	12mm	
4U1051011575	8	Normal	
4U1051011555	16	Normal	
4U1051011567	5	6mm	
4U1051011566	6	7mm	
			
			

MINI PLATES: All plates are made of titanium.

Plate Thickness: 1.6 mm
Screw Thread Dia.:1.6 mm

Product Code	Hole	Lenght	
4U1051011561	6	Normal	
4U1051011560	6	8mm	
4U1051011562	4	12mm	
4U1051011563	5	6mm	
4U1051011565	4	8mm	
4U1051011564	4	10mm	
			
			

4U Cranial Set

MINI PLATES: All plates are made of titanium.

Plate Thickness: 1.6 mm
Screw Thread Dia.:1.6 mm

Product Code	Hole	Lenght	Direction
4U1051011554	4	6mm	Left 90°
4U1051011574	4	6mm	Right 90°
4U1051011573	4	Normal	Left 90°
4U1051011572	4	Normal	Right 90°
4U1051011571	4	10mm	Left 90°
4U1051011570	4	10mm	Right 90°
4U1051011569	5	15mm	Left 90°
4U1051011568	5	15mm	Right 90°



4U1051011554 4U1051011574 4U1051011573 4U1051011572 4U1051011571 4U1051011570 4U1051011569 4U1051011568


MINI PLATES: All plates are made of titanium.

Plate Thickness: 1.6 mm
Screw Thread Dia.:1.6 mm

Product Code	Lenght
4U1051011550	Normal
4U1051011549	Normal
4U1051011544	Normal



4U1051011550



4U1051011549




4U1051011544

4U Cranial Set

MINI PLATES: All plates are made of titanium.

Plate Thickness: 1.6 mm
Screw Thread Dia.:1.6 mm


Product Code	Hole	Lenght
4U1051011545	2x2	Normal
4U1051011552	2x3	Normal
4U1051011551	2x4	Normal



MINI PLATES: All plates are made of titanium.

Plate Thickness: 1.6 mm
Screw Thread Dia.:1.6 mm

Product Code	Hole
4U1051011559	8
4U1051011558	10
4U1051011557	10



MINI PLATES: All plates are made of titanium.

Plate Thickness: 1.6 mm
Screw Thread Dia.:1.6 mm

Product Code	Hole	Lenght
4U1051011553	13	Normal
4U1051011556	18	Normal
4U1051011548	22	Normal




4U Cranial Set

SCREWS: All screws are made of titanium.

Plate Thickness : 1.6 mm
Screw Thread Dia. :1.6 mm

Product Code	Hole
4U3001001603	3
4U3001001604	4
4U3001001605	5
4U3001001606	6
4U3001001607	7
4U3001001608	8



EMERGENCY SCREWS : All screws are made of titanium.

Plate Thickness: 1.6 mm
Screw Thread Dia.:1.6 mm

Product Code	Hole
4U3001001905	5
4U3001001907	7



Instruments



Plate Bender Plate Holder Pliers Plate Cutter Screw Driver

4U Maxillofacial Sets



1.5 mm Mini Plate System



4U1051011554-1.5



4U1051011574-1.5



4U1051011571-1.5



4U1051011570-1.5




4U1051011561



4U1051011562

Ref #	Description	Dimension
4U1051011554-1.5 4U1051011574-1.5	Mini titanyum plak , L formatlı sağ ve sol taraf.	1.5 mm kalınlığında 12 mm ara mesafe
4U1051011571-1.5 4U1051011570-1.5	Mini titanyum plak , L formatlı sağ ve sol taraf.	1.5 mm kalınlığında 9 mm ara mesafe
4U1051011561	Maksiller-orbital kırıklarda kullanıma yönelik titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında X şeklinde
4U1051011562	Maksiller-orbital kırıklarda kullanıma yönelik titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında Y şeklinde


1.5 mm Mini Plate System



4U1051011559



4U1051011558



4U1051011554-1.5



4U1051011574-1.5

Ref #	Description	Dimension
4U1051011559	Orbital kırıklarında kullanılan mini titanyum kompresyon plak.	1.5 mm kalınlığında 12 mm ara mesafe 4 delikli
4U1051011558	Orbital kırıklarında kullanılan mini titanyum kompresyon plak.	1.5 mm kalınlığında 12 mm ara mesafe 6 delikli
4U1051011554-1.5	Zigomatik kırıklarda kullanım için hilal şeklindeki titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 6 delikli
4U1051011574-1.5	Zigomatik kırıklarda kullanım için hilal şeklindeki titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 8 delikli

1.5 mm Mini Plate System



4U1051001501



4U1051001502



4U1051001503

4U1051001504



4U1051001511




4U1052001502




Ref #	Description	Dimension
4U1051001501	Açısal kırılmada kullanıma yönelik titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 4 delikli
4U1051001502	Akut açılı kırıklarda kullanıma yönelik titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 9 mm ara mesafe 4 delikli
4U1051001503	Akut açılı kırıklarda kullanıma yönelik titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 12 mm ara mesafe 4 delikli
4U1051001504	Çeşitli kırıklarında kullanılan titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 6 delikli
4U1051001511	Çeşitli kırıklarda, özellikle parçalı kırıklarda kullanılan titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 8 delikli
4U1052001502	Çeşitli kırıklarda, özellikle parçalı kırıklarda kullanılan titanyum mini plak.	1.5 mm kalınlığında 12 delikli

1.5 mm Mini Plate System



4U1051011550-1.5



4U1051011549-1.5

Ref #	Description	Dimension
4U1051011550-1.5	Kafa tabanı kırıklarında kullanım için titanyum ağ.	0.6 mm kalınlığında 10x10 mm 21x9 delikli
4U1051011549-1.5	Orbital kırıklarda kullanım için titanyum ağ.	0.8 mm kalınlığında Büyük Boy

1.5 mm Mini Plate System



Ref #	Description	Dimension
4U3001001604	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 4 mm
4U3001001605	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 5 mm
4U3001001506	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 6 mm
4U3001001507	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 7 mm
4U3001001509	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 9 mm
4U3001001511	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 11 mm
4U3001001513	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 13 mm
4U3001001515	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.6 mm x L: 15 mm
4U3001001905	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.9 mm x L: 5 mm
4U3002001506	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.9 mm x L: 6 mm
4U3002001507	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.9 mm x L: 7 mm
4U3002001509	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	1.5 mm kalınlığında başlık kalınlığı 2.5 mm Ø 1.9 mm x L: 9 mm

2.0 mm Mini Plate System



4U1051011554-2.0



4U1051011574-2.0




4U1051011571-2.0



4U1051011570-2.0




4U1051011560



4U1051011563

Ref #	Description	Dimension
4U1051011554-2.0 4U1051011574-2.0	Mini titanyum plak , L formatlı sağ ve sol taraf.	2.0 mm kalınlığında 12 mm ara mesafe
4U1051011571-2.0 4U1051011570-2.0	Mini titanyum plak , L formatlı sağ ve sol taraf.	2.0 mm kalınlığında 9 mm ara mesafe
4U1051011560	Maksiller-orbital kırıklarda kullanıma yönelik titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında X şeklinde
4U1051011563	Maksiller-orbital kırıklarda kullanıma yönelik titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında Y şeklinde

2.0 mm Mini Plate System




4U1051011581-2.0	
4U1051011578-2.0	
4U1051011579-2.0	
4U1051011577-2.0	
4U1051011580-2.0	
4U1051011575-2.0	

Ref #	Description	Dimension
4U1051011581-2.0	Çene kırılmasında kullanılmak üzere titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 4 delikli
4U1051011578-2.0	Çene kırılmasında kullanılmak üzere titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 9 mm ara mesafe 4 delikli
4U1051011579-2.0	Çene kırılmasında kullanılmak üzere titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 12 mm ara mesafe 4 delikli
4U1051011577-2.0	Çene kırılmasında kullanılmak üzere titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 6 delikli
4U1051011580-2.0	Çenenin çeşitli kırıklarında, özellikle parçalı kırıklarda kullanılan titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 8 delikli
4U1051011575-2.0	Çenenin çeşitli kırıklarında, özellikle parçalı kırıklarda kullanılan titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 12 delikli


2.0 mm Mini Plate System



4U1051011581-2.0



4U1051011575L-2.0



4U1051011555R-2.0



4U1051011555L-2.0



Ref #	Description	Dimension
4U1051011575R-2.0 4U1051011575L-2.0	Çoklu parçalı kırıklar ve çene debridmanı sonrasında çene rekonstrüksiyonunda kullanılmak üzere rekonstrüktif titanyum mini plak. sağ ve sol açılı.	2.0 mm kalınlığında 85 mm uzunluğunda 12 delikli
4U1051011555R-2.0 4U1051011555L-2.0	Çoklu parçalı kırıklar ve çene debridmanı sonrasında çene rekonstrüksiyonunda kullanılmak üzere rekonstrüktif titanyum mini plak. sağ ve sol açılı.	2.0 mm kalınlığında 165 mm ara mesafe 20 delikli

2.0 mm Mini Plate System




4U1051011565



4U1051011564



4U1051011554-1.5



4U1051011574-1.5



4U1051011555-2.0



4U1051011546-2.0

Ref #	Description	Dimension
4U1051011565	Orbital kırıklarında kullanılan titanyum mini kompresyon plak.	2.0 mm kalınlığında 12 mm aralığında 4 delikli
4U1051011564	Orbital kırıklarında kullanılan titanyum mini kompresyon plak.	2.0 mm kalınlığında 12 mm aralığında 6 delikli
4U1051011555-2.0	Çoklu parçalı kırıklar ve çene debridmanı sonrasında çene rekonstrüksiyonunda kullanım için rekonstrüktif titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 150 mm uzunluğunda 18 delikli
4U1051011546-2.0	Çoklu parçalı kırıklar ve çene debridmanı sonrasında çene rekonstrüksiyonunda kullanım için rekonstrüktif titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 180 mm uzunluğunda 21 delikli
4U1051011554-1.5	Zigomatik kırıklarda kullanım için hilal şeklindeki titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 6 delikli
4U1051011574-1.5	Zigomatik kırıklarda kullanım için hilal şeklindeki titanyum mini plak.	2.0 mm kalınlığında 8 delikli

2.0 mm Mini Plate System



Ref #	Description	Dimension
4U3001002006	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.0 mm x L: 5 mm
4U3001002007	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.0 mm x L: 7 mm
4U3001002009	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.0 mm x L: 9 mm
4U3001002011	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.0 mm x L: 11 mm
4U3001002013	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.0 mm x L: 13 mm
4U3001002015	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.0 mm x L: 15 mm
4U3001002017	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.0 mm x L: 17 mm
4U3001002506	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.3 mm x L: 5 mm
4U3001002507	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.3 mm x L: 7 mm
4U3001002509	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.3 mm x L: 9 mm
4U3001002511	Açılı kırıklarda kullanılan titanyum plak sabitlenmesi için titanyum vida.	2.0 mm kalınlığında başlık kalınlığı 3.0 mm Ø 2.3 mm x L: 11 mm


MEDICAL
4U®

Turkey



www.4umedical.com.tr

Keeps You Moving



**4U Mak. Medical
Oto.San.Tic.Ltd.Şti.**

-  Turgut Ozal Mah. 2118.Cd.No:6/A
Yenimahalle/Ankara-TURKIYE
-  +90 312 566 06 55
-  +90 532 677 42 32
-  info@4umedical.com.tr



www.4umedical.com.tr

